



# Wir haben es Ihnen noch leichter gemacht!

Jetzt nicht nur leicht in der Verarbeitung, sondern auch leicht zu tragen! Unseren Artikulationsgips **pico-arti new edition** gibt es jetzt im handlichen 4,5 kg Klimabeutel mit praktischem Clip zum Wiederverschließen.

**Jetzt testen!**

# Artikulationsgips **pico-arti new edition** Jetzt im handlichen 4,5 kg Klimabeutel

Wir haben die Verpackungseinheit für Sie optimiert, damit Sie es leichter haben! Ab sofort bieten wir **pico-arti new edition** im neuen 4,5 kg Klimabeutel an. Damit vereinfachen wir Ihnen nicht nur die Handhabung bei der Verarbeitung, sondern entlasten Sie auch beim Tragen durch den Einsatz der neuen 4,5 kg Einheit. Überzeugen Sie sich von der besonders cremigen und feinen Konsistenz, der sehr geringen Expansion und schnellen Abbindezeit von **pico-arti new edition** – optimale Bedingungen für das Einartikulieren und die besten Voraussetzungen für passgenaue Ergebnisse.



## IHRE WEITEREN VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- ✓ Leichtere Handhabung
- ✓ Längere Haltbarkeit durch neue Verpackungseinheit
- ✓ Praktischer Frischeclip
- ✓ Cremig und fein
- ✓ Extrem niedrige Expansion
- ✓ Für exaktes Einartikulieren
- ✓ Sehr gute Haftkraft
- ✓ Optimale Standfestigkeit
- ✓ Schneeweiß

## Technische Daten

Verarbeitungszeit:	3 Min.
Härte nach 24 Std.:	ca. 60 MPa (N/mm <sup>2</sup> )
Expansion:	< 0,03 %
Farbe:	schneeweiß
Konsistenz:	sehr cremig & fein



Auf [www.picodent.de](http://www.picodent.de) finden Sie alles über **pico-arti new edition** und immer aktuelle Informationen zu Produkten und Schulungen. Unser Online-Shop lässt das Herz des Zahntechnikers höher schlagen!

**picodent<sup>®</sup> Dental-Produktions- und Vertriebs-GmbH**

📍 Lüdenscheider Str. 24-26 | 51688 Wipperfürth  
☎ +49 2267 6580 0 | 📠 +49 2267 6580 30  
✉ [picodent@picodent.de](mailto:picodent@picodent.de) | 🌐 [www.picodent.de](http://www.picodent.de)